

BRUK AV HJERTESTARTER

Hvis...

Hvis pasienten reagerer:
Overvåk ham og skaff hjelp om nødvendig.

Hvis pasienten begynner å puste normalt: Hold luftveien åpen. Legg pasienten på siden hvis han fortsatt puster normalt etter ett minutt. Kontroller pusten hyppig. Start HLR hvis han slutter å puste normalt.

Avgjør at hjertestarteren skal koples til

fordi pasienten er bevisstløs



Skaff hjelp



Slå på hjertestarteren og fest elektrodene



Gi HLR fordi han er bevisstløs og ikke puster normalt



Følg hjertestarterens råd og se etter tegn til liv



Gi sjokk når hjertestarteren gir dette rådet

Behold hjertestarteren tilkoplest til andre overtar ansvaret

Hvordan...

Pasienten er bevisstløs hvis han ikke reagerer på tilrop og forsiktig risting.

Rop på hjelp.
Få noen til å ringe 1-1-3.

Fest én elektrode under kragebenet ved høyre skulder. Den andre ca. 10 cm under venstre armhule.

Legg merke til evt. hoste, taleforsøk, tydelige bevegelser og normal pust.